



EliZyme™ dNTP MIX

Účel použití:

Produkt je určen pouze pro vědecké účely, nikoliv pro diagnostické procedury.

Skladování:

Skladujte při -20 °C a vyhněte se dlouhotrvajícímu vystavování světelnému záření. Při dodržení těchto skladovacích podmínek si kity plně udrží svou aktivitu, dokud neuběhne expirační doba uvedená na kitu. Při 4 °C mohou být reagenty skladovány až jeden měsíc.

Popis produktu

EliZyme™ dNTP MIX je produkt, který obsahuje všechny čtyři deoxynukleotid trifosfáty (dATP, dCTP, dGTP a dTTP) v konečné koncentraci 10 mM nebo 25 mM. Vysoká čistota EliZyme™ dNTP MIXu s úrovní nad 99 % zajišťuje minimální kontaminaci a zvyšuje specifitu reakce. EliZyme™ dNTP MIX je stabilní i po několika cyklech zmrazení a rozmrazení a 95 % dNTP zůstává ve formě trifosfátu i po 5 týdnech při pokojové teplotě. To z něj činí spolehlivou a vhodnou volbu pro použití v laboratořích, protože jej lze skladovat po delší dobu bez výrazné ztráty kvality. EliZyme™ dNTP MIX byl podroben rozsáhlým testům, které prokázaly, že dobře funguje v různých aplikacích molekulární biologie, včetně standardní PCR, rychlé PCR, 1-Step PCR, high-fidelity PCR, Real-Time PCR, long range PCR, MDA, RDA, LAMP a sekvenování DNA.

Obsah

	Kat. číslo	Obsah balení	Koncentrace
EliZyme™ dNTP MIX	EZ1110	1×1 ml	10 mM
	EZ1125	1×1 ml	25 mM

Výrobce:

ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.

Rokycanova 4437/5, Brno-Židenice 615 00

info@elisabeth.cz | www.elisabeth.cz | tel.: +420 542 213 851



Katalogové číslo



Číslo šarže



Datum expirace



Skladovací podmínky (teplotní limity)



Výrobce



Počet reakcí v balení