

Solution FT3 (EliGene® FFPE Tissue DNA Isolation Kit, 415050)

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátory výrobku

Název výrobku: Solution FT3 (EliGene® FFPE Tissue DNA Isolation Kit, 415050)

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: Laboratorní chemikálie

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma: ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
Rokycanova 5, 615 00 Brno,
Česká republika

Telefonní číslo: +420 542 213 851

Fax: +420 542 213 827

E-mail: info@elisabeth.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93/ +420 224 91 54 02

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Látka nebo směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Flam. Liq. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

2.2 Prvky označení

Piktogramy nebezpečnosti:



Signální slovo:

Nebezpečí

H-věty:

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

*Bezpečnostní pokyny (P věty)*P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy.
Nekouřit.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

2.3 Jiná rizika

Tato látka / směs neobsahuje žádné složky, které by byly považovány za přetrvávající, bioakumulující a toxické (PBT), nebo velmi přetrvávající a velmi bioakumulativní (vPvB) na úrovni 0.1% nebo vyšší.

Solution FT3 (EliGene® FFPE Tissue DNA Isolation Kit, 415050)

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název	CAS- č. EC-č. Indexové číslo	Klasifikace	Obsah v %
etanol	64-17-5 200-578-6	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	>= 99

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny:

Vyděte z nebezpečné oblasti.

Ukažte tento list lékaři.

Při vdechnutí:

Pokud je v bezvědomí místo v regenerační poloze a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.

Při styku s kůží:

Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Odstraňte kontaminované oblečení a obuv. Konzultujte s lékařem.

Při styku s očima:

Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody.

Odstraňte dioptrické čočky.

Chraňte nepoškozené oko.

Pečlivě vyplachujte 15 minut velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při požití:

Při náhodném požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Vypláchněte ústa vodou.

Nikdy nepodávejte nic ústý osobě v bezvědomí.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy:

Způsobuje vážné podráždění očí.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření:

Nejsou k dispozici žádné informace.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva:

Používejte vodní sprej, pěnu odolnou proti alkoholu, suchou chemikálii nebo oxid uhličitý.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifické nebezpečí:

Zabraňte odtoku z požáru nebo vody do kanalizace.

Vystavení produktům rozkladu může představovat riziko pro zdraví.

Nebezpečné produkty spalování:

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty spalování.

Solution FT3 (EliGene® FFPE Tissue DNA Isolation Kit, 415050)**5.3 Pokyny pro hasiče**

Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Při požáru použijte v případě potřeby nezávislý dýchací přístroj.

Další informace: V případě požáru a / nebo výbuchu nevdechujte výpary. Pro ochlazování plně uzavřených nádob použijte vodní sprej.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Opatření na ochranu osob: Používejte vhodné ochranné prostředky.
Zajistěte dostatečné větrání.
Odstraňte všechny zdroje zapálení.
Evakuujte personál do bezpečných prostor.
Vyvarujte se dýchání prachu / dýmu / plynu / mlhy / výparů / sprejů.
Dávejte pozor na výpary výparů koncentrací. Páry se mohou hromadit v nízkých prostorech.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci povrchových, podzemních a půdních vod.
Zabraňte dalšímu úniku nebo rozlití, pokud je to bezpečné.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody pro čištění: Zajistěte rozlití a poté sbírejte s nehořlavými absorpčními materiály (například písek, zemina, křemelina, vermikulit) a umístěte do kontejneru k likvidaci podle místní / národní předpisy (viz oddíl 13).

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Pro osobní ochranu postupujte dle oddílu 8.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zabraňte tvorbě aerosolu.
Nevdechujte páry / prach.
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
Pro ochranu osob viz kapitola 8.
Kouření, jídlo a pití by měly být zakázány oblasti použití.
Zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu a / nebo odsávání v pracovních prostorech.
Oplachovou vodu likvidujte v souladu s místními a národními předpisy.

Pokyny pro ochranu proti požáru a výbuchu:

Přijměte potřebná opatření, abyste zabránili výboji statické elektřiny (což může způsobit vznícení organických výparů).
Používejte výhradně zařízení odolné vůči výbuchu. Uchovávejte mimo dosah otevřených plamenů, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

Solution FT3 (EliGene® FFPE Tissue DNA Isolation Kit, 415050)

Hygienické pokyny: Uchovávejte mimo dosah jídla a pití. Před přestávkami a na konci pracovního dne si umyjte ruce. Zajistěte dostatečné větrání, zejména v omezených oblastech. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očmi. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Další informace: Uchovávejte obal těsně uzavřený na suchém a dobře větraném místě.

Pokyny pro společné skladování: Neskladujte spolu s oxidačními a samozápalnými přípravky

Další údaje: Při skladování a aplikaci podle pokynů nedochází k rozkladu.

7.3 Specifické konečné použití

Specifické použití: Laboratorní chemikálie

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Chemický název	CAS-č.	Hodnota	Kontrolní parametry	Základ
etanol	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,920 mg/m ³	GB EH40

8.2 Omezování expozice*Osobní ochranné prostředky*

Ochrana očí: Bezpečnostní brýle
Používejte obličejový štít a ochranný oblek pro abnormální problémy při zpracování. Ujistěte se, že stanice pro omytí očí a bezpečnostní sprchy jsou blízko umístění pracoviště.

Ochrana rukou: Výběr vhodných rukavic závisí nejen na jejich materiálu, ale také na jiných kvalitativních vlastnostech a liší se od jednoho výrobce k druhému. Berte na vědomí informace poskytnuté výrobcem týkající se permeability a doby průniku a zvláštních podmínek na pracovišti (mechanické namáhání, trvání kontaktu). Ochranné rukavice splňující požadavky normy EN 374.

Ochrana kůže a těla: Zvolte ochranu těla podle množství a koncentrace nebezpečné látky na pracovišti. Obuv chrání proti chemikáliím.

Ochrana dýchacích cest: V případě tvorby páry použijte respirátor s schváleného filtru.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled: kapalný
Barva: průhledná
Zápach: alkohol

Solution FT3 (EliGene® FFPE Tissue DNA Isolation Kit, 415050)

Prahová hodnota zápachu:	data neudána
pH:	data neudána
Bod tání:	data neudána
Počáteční bod varu a	
Rozmezí bodu varu:	data neudána
Bod vzplanutí:	data neudána
Rychlost odpařování:	data neudána
Teplota vznícení:	data neudána
Hořlavost:	hořlavý
Horní meze výbušnosti:	data neudána
Dolní meze výbušnosti:	data neudána
Tlak páry:	data neudána
Hustota páry:	data neudána
Relativní hustota:	data neudána
Hustota:	data neudána
Rozpustnost	
Rozpustnost ve vodě:	rozpustný
Rozpustnost v jiných	
rozpouštědlech:	data neudána
Rozdělovací koeficient:	
n-oktanol/voda:	data neudána
Teplota samovznícení:	data neudána
Teplota rozkladu:	data neudána
Viskozita:	data neudána
Výbušné vlastnosti:	data neudána
Oxidační vlastnosti:	data neudána

9.2 Další bezpečnostní informace
data neudána**ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA****10.1 Reaktivita**
Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.**10.2 Chemická stabilita**
Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

Solution FT3 (EliGene® FFPE Tissue DNA Isolation Kit, 415050)**10.3 Možnost nebezpečných reakcí**

Nebezpečné reakce:

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.
Nebezpečné produkty rozkladu při požáru.
Páry mohou vytvářet výbušnou směs se vzduchem.

Nebezpečné produkty rozkladu:

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Teplo, plameny a jiskry.

10.5 Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály:

Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel a kyselých
nebo alkalických produktů žádné při běžném použití.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE**11.1 Informace o toxikologických účincích**

Produkt:

Akutní orální toxicita: data neudána

Akutní inhalační toxicita: data neudána

Akutní dermální toxicita: data neudána

Složení:

ethanol

Akutní orální toxicita: LD50 / potkan = 10,470 mg / kg

Akutní inhalační toxicita: LC50 / potkan = 20000 ppm

Doba expozice: 10 hodin

Žiravost/dráždivost pro kůži

Způsobuje podráždění pokožky

Produkt:

Poznámky:

Může dráždit pokožku.

Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí

Produkt

Může způsobit nevratné poškození očí.

Složení

Ethanol: podráždění očí

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Senzibilizace kůže: Nejsou k dispozici žádné údaje

Senzibilizace dýchacích cest: Nejsou k dispozici žádné údaje

Mutagenita v zárodečných buňkách

Žádné údaje nejsou k dispozici.

Karcinogenita

Solution FT3 (EliGene® FFPE Tissue DNA Isolation Kit, 415050)

Žádné údaje nejsou k dispozici.

Toxicita pro reprodukci

Žádné údaje nejsou k dispozici.

STOT - jednorázová expozice

Žádné údaje nejsou k dispozici.

Nebezpečnost při vdechnutí

Žádné údaje nejsou k dispozici.

Další informace

Rozpouštědla mohou odmastit pokožku.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE**12.1 Toxicita**

Toxicita pro ryby:	data neudána
Toxicita pro řasy:	data neudána
Toxicita pro bakterie:	data neudána

12.2 Perzistence a rozložitelnost

data neudána

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulace: data neudána

Rozdělovací koeficient: n
-octanol / voda:

data neudána

12.4 Mobilita v půdě

Data neudána

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Stanovisko: Tato látka / směs neobsahuje žádné složky, které by byly považovány za přetrvávající, bioakumulující a toxické (PBT), nebo velmi přetrvávající a velmi bioakumulativní (vPvB) na úrovni 0.1% nebo vyšší.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Dodatečné poznámky k ekologickým informacím: Škodlivý pro vodní organismy.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ**13.1 Metody nakládání s odpady**

Odpad ze zbytků: Pošlete autorizované společnosti pro nakládání s odpady. Likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s místními a národními předpisy.

Znečištěné obaly: Zlikvidujte jako nepoužitý výrobek.

Solution FT3 (EliGene® FFPE Tissue DNA Isolation Kit, 415050)

Nepoužívejte opakovaně prázdné nádoby.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU**14.1 UN číslo**

1170

14.2 UN správné přepravní jméno

Roztok etanolu

14.3 Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu:

3

14.4 Balící skupina

Obalová skupina: II
Klasifikační kód: F1
Identifikační číslo nebezpečí: 33
Štítky: 3
Kód omezení tunelu: (D / E)

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí

Není regulováno jako nebezpečné zboží.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Pro ochranu osob viz kapitola 8.

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH**15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Nařízení CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí; v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek: Netýká se

REACH - Seznam látek, které vzbuzují velmi velký zájem o povolení (článek 59): Nevztahuje se

Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu: Netýká se

Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách: nevztahuje se

Seveso II - Směrnice 2003/105 / ES, kterou se mění směrnice Rady 96/82 / ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek:

	Množství 1	Množství 2
7b	vysoce hořlavý 5 000 t	50 000 t

Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18 / EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s nebezpečnými látkami:

Solution FT3 (EliGene® FFPE Tissue DNA Isolation Kit, 415050)

P5c HOŘLAVÉ KVAPALINY 5 000 t 50 000 t

34 Ropné produkty: 2 500 t 25 000 t

a) benziny a nafty,
b) keroseny (včetně trysky)
palivo), c) plynové oleje
(včetně motorové nafty,
domácích topných olejů a plynu
proudění směsí oleje)**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti**

Pro tento produkt nebylo prováděno hodnocení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE**Plný text H-vět**

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Plný text dalších zkratk

Eye Irrit.: Podráždění očí

Flam. Liq.: Hořlavé kapaliny

Informace uvedené v tomto Bezpečnostním listu jsou dle našich vědomostí, informací a svědomí v čase vydání správné. Uvedené informace by měly sloužit jako pomoc pro bezpečné použití, zpracování, uskladnění, transport a neměly by být vnímané jako záruka kvality. Poskytnuté informace se vztahují jenom na přibalený materiál a nemusí být platné při kombinaci s jinými materiály nebo procesy, které nejsou v textu specifikovány.