



### ✓ POPIS

EliGene® Coeliac 3.0 RT je určen pro screening alel

- HLA-DQ2.5 (DQA1\*05/DQB1\*02),
  - HLA-DQ2.2 (DQA1\*02/DQB1\*02),
  - HLA-DQ8 (DQA1\*03/DQB1\*03:02)
- z izolované DNA.

Vzorky: bukální stěry, krev

Technologie detekce: TaqMan LNA

### ✓ HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI

EliGene® Celiac 3.0 RT byla testována na 50 vzorcích lidské DNA s genotypy určenými pomocí sekvenování DNA. Správně bylo s EliGene® Celiac 3.0 RT stanoveno 50 vzorků.

Klinická senzitivita EliGene® Celiac 3.0 RT je 100%.

Analytická senzitivita: od 1 ng DNA

Specifita: 100 %


### ✓ PODROBNOSTI K OBJEDNÁNÍ

Kat. č.: 90071-RT

50 reakcí

### ✓ VÝHODY

- Detekce HLA alel asociovaných s celiakií
- Rozlišení DQ2 subtypů DQ2.2 a DQ2.5
- Real-Time PCR
- Výsledky za 90 min
- V souladu s nejnovějšími doporučeními gastroenterologů
- Včetně interní a pozitivní kontroly



### ✓ KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE

ABI 7000, 7300, 7500 (Applied Biosystems); LightCycler® 480, LightCycler® Nano, RotorGene 6000 or RotorGene Q (Qiagen); MyGo Mini, MyGo Pro (IT-IS Life Science)

## KONTAKT

ELISABETH PHARMACON  
ROKYCANOVA 4437/5, BRNO-ŽIDENICE  
CZECH REPUBLIC | +420 542 213 851  
[www.elisabeth.cz](http://www.elisabeth.cz)

