

Výprodej skladových zásob Ceník 2026

Katalogové č.	αPlastic® PCR plast	Balení	Původní cena bez DPH	Cena po slevě bez DPH		
AP0801WOC-120	αPlastic qPCR 8-well strip tube LP 0.1W, Optical Caps	10x12	2 259,00 Kč	1 129,50 Kč		
AP0801COC-120	αPlastic qPCR 8-well strip tube LP 0.1C, Optical Caps	10x12	2 128,00 Kč	1 064,00 Kč		
AP0802COC-120	αPlastic qPCR 8-well strip tube SP 0.2C, Optical Caps	10x12	2 128,00 Kč	1 064,00 Kč		
AP0802FFC-120	αPlastic PCR 8-well strip tube 0.2, Flat Frosted Caps	10x12	1 801,00 Kč	900,50 Kč		
AP0802WOC-120	αPlastic qPCR 8-well strip tube SP 0.2 W, Optical Caps	10x12	2 259,00 Kč	1 129,50 Kč		
AP9601FSSS-10	αPlastic qPCR 96 Well-Plates LP 0.1F, Sub-Semi Skirted	5x10	2 783,00 Kč	1 391,50 Kč		
AP9601WSS-10	αPlastic qPCR 96 Well-Plates LP 0.1W, Semi Skirted	5x10	2 914,00 Kč	1 457,00 Kč		
AP9602CSS-10	αPlastic qPCR 96 Well-Plates SP 0.2C, Semi Skirted	5x10	2 783,00 Kč	1 391,50 Kč		
AP9602CSSS-10	αPlastic qPCR 96 Well-Plates SP 0.2C, Sub-Semi Skirted	5x10	2 783,00 Kč	1 391,50 Kč		
AP96AMEM-10	αPlastic qPCR 96 Well-Plates Ultra Clear Adhesive Membrar	10x10	2 455,00 Kč	1 227,50 Kč		
AP96MEM-10	αPlastic PCR 96 Well-Plates Adhesive Membrane	10x10	1 801,00 Kč	900,50 Kč		
APTC02FFC-500	αPlastic 0.2ml PCR Tube with Frosted Flat Cap	6x500	2 128,00 Kč	1 064,00 Kč		
C-10-S-L-F-R	10µl Universal tip, Sterile, Low retention, Filter	10x96	1 704,00 Kč	739,60 Kč	cena za 1 špičku	0,77 Kč
NT-10XN-S-L-F-R	10µl Universal Grad tip, Sterile, Low retention, Filter	10x96	1 769,52 Kč	768,00 Kč	cena za 1 špičku	0,80 Kč
C-200-S-L-F-R	200µl Universal tip, Sterile, Low retention, Filter	10x96	1 769,52 Kč	768,00 Kč	cena za 1 špičku	0,80 Kč
NT-200-S-L-F-R	200µl Universal Grad tip, Sterile, Low retention, Filter	10x96	1 769,52 Kč	768,00 Kč	cena za 1 špičku	0,80 Kč
NT-1000-S-L-F-R	1000µl Universal Grad tip, Sterile, Low retention, Filter	6x96	1 252,38 Kč	460,80 Kč	cena za 1 špičku	0,80 Kč
C-1250-S-L-F-R	1250µl Universal tip, Sterile, Low retention, Filter	8x96	2 016,19 Kč	614,40 Kč	cena za 1 špičku	0,80 Kč
D1103-24	DERMAGRIP NITRIL ULTRA LS E1 240 mm vel. L	200	196,00 Kč	98,00 Kč		
D1104-24	DERMAGRIP NITRIL ULTRA LS E1 240 mm vel. XL	180	196,00 Kč	98,00 Kč		

Nabídka platí do vyprodání skladových zásob.