

AKCE

PCR/qPCR plastik pipetovací špičky



Laboratorní plast značky **αPlastic** je určený pro klinické a výzkumné biomolekulární využití, jako je qPCR, PCR, elektroforéza a pipetování vzorků. Kvalita denně testována v laboratořích **ELISABETH PHARMACON**.

VEŠKERÁ DOPRAVA ZDARMA
Akce je platná do konce července



spolehlivý plast s vynikající kvalitou za **dostupné ceny**



široká kompatibilita s běžnými thermocyclery/pipetami



nejpoužívanější plasty pro PCR a qPCR



nesmáčivé, sterilní a bez RNázy, DNázy a endotoxinů



stabilní **skladová dostupnost**



individuální ceník pro vaše pracoviště

Sleva 20 %

z webových cen na všechny špičky **αPlastic**.
Při množství nad 20 balení individuální ceny.

Při minimálním odběru 40 balení jakýchkoliv špiček **αPlastic**, nebo objednávky PCR plastu v hodnotě 45 000 Kč bez DPH, máte **RŮŽOVOU ZEPHYRUS® MiniCentrifuge** v hodnotě 6 000 Kč **ZDARMA**.

ZDARMA



ZDARMA



K objednávce nad 5 000 Kč dekontaminační přípravek **EliGene® Lab Cleaner B** (granulované činidlo s maximální účinností k degradaci nukleových kyselin DNA, RNA a DNázy/RNázy) **ZDARMA**.

αPlastic™
Labware ELISABETH PHARMACON

qPCR Labware

SELF-SEALING

ŠIROKÁ KOMPATIBILITA

VÝBORNÉ OPTICKÉ VLASTNOSTI

Pipetovací špičky

- spolehlivé špičky s vynikající kvalitou
- extra filtr zabráňující kontaminaci
- ultrahydrofobní nesmáčitelný povrch
- objemy 10 µl, 200 µl, 1000 µl
- univerzální pro většinu pipet – široká kompatibilita
- bez DNA, DNázy, RNázy, PCR inhibitorů, ATP a endotoxinů
- vzorky zdarma

PCR Plates

- objemy 0,2 ml a 0,1 ml
- non-skirt, sub semi-skirt a semi-skirt
- povrch čirý, matný nebo bílý
- bez DNA, DNázy, RNázy, PCR inhibitorů, ATP a endotoxinů
- kompatibilita s ABI, Roche, Bio-Rad, Eppendorf, Thermo, Sacace, Analytik Jena a další



V NABÍDCE TAKÉ
OPTICKÉ FÓLIE

PCR Strips

- objemy 0,2 ml a 0,1 ml
- low, standart profile
- klasické a RT qPCR
- plast čirý, matný nebo bílý
- bez DNA, DNázy, RNázy, PCR inhibitorů, ATP a endotoxinů
- kompatibilita s ABI, Roche, Bio-Rad, Eppendorf, Thermo, Sacace, Analytik Jena a další

Vše na **www.elisabeth.cz**.

ZEPHYRUS® MiniCentrifuge

- ✓ Fixní rychlost 6 000 rpm (~2000× G)
- ✓ Určeno pro 6 zkušavek nebo 8-well strip (2 rotory jsou součástí přístroje)
- ✓ Adaptér pro 0,5 ml a 0,2 ml zkušavky

ZDARMA



Pro cenovou nabídku či konzultaci je
Vám k dispozici náš obchodní tým.

Elisabeth Pharmacon
obchod@elisabeth.cz
+420 606 278 423