

**Dotaz1 zní:**

V části 2 poptává zadavatel inkubátor, ale neuvádí žádný požadavek na vnitřní objem inkubátoru, případně požadované maximální vnější rozměry - žádáme tedy o rozšíření specifikací o požadovaný objem inkubátoru, případně o doplnění maximálních tolerovaných rozměrů.

Zároveň žádáme o poskytnutí informace, zda zadavatel přístroje poptává pro instalaci ve vlastních laboratořích nebo budou přístroje dále použity pro prodej třetí straně.

Odpověď 1:

Technický údaj o velikosti inkubátoru omylem nebyl zadán. Technické údaje k velikosti inkubátoru tedy jsou:

objem: 56 litrů, tolerance +/- 5%

rozměry vnitřní: šířka: 360 mm bez tolerance

Výška: 420 mm s tolerancí +/- 5%

hloubka: 380 mm s tolerancí +/- 5%

Vnější rozměry: šířka: 560 mm bez tolerance (z důvodu vymezeného prostoru v laboratoře

výška: 625 mm s tolerancí +/- 5%

hloubka: max.565 mm

V tomto duchu bude aktualizována patřičná příloha k výběrovému řízení.

Přístroj je použit pro instalaci ve vlastních výzkumných laboratořích.

V Brně 15. 12. 2017

Jiří Rotschedl, v.r.